



Preparo de amostras de solo para
Detecção de Fitonematóides
(mudas de cafeeiro)
PASSO A PASSO

1 A cada caminhão ou a cada 3 caminhões de terra ...



2 Retirar 8 amostras do monte de terra e colocar em um balde




3 Misturar bem e retirar uma porção de 500g de solo



4 Colocar a amostra em saco plástico identificado corretamente



5 Levar ao Laboratório Vigor pessoalmente ou colocar em uma caixa e nos enviar via correios.



ENDEREÇO:
RUA DIOCÉSIO CASARINO,
230A, RESIDENCIAL MONTE
BELO, CAMPO BELO/MG,
CEP:37270-000.